


TomoCon® 22

diagnostika, archivácia a správa obrazových dát

(Stiahnuť TomoCon Workstation 22)


Otváranie a načítavanie snímok na pozadí

- Proces sťahovania a otvorenia štúdií je možné presunúť do pozadia a pritom plnohodnotne pracovať s aplikáciou.
- Možnosť okamžitej práce s už otvorenými snímkami.
- Identifikácia priebehu otvárania priamo v paleta náhľadov.
- Funkcia znovu načítania otvorenej štúdie zo vzdialeného DICOM zariadenia, ktorá umožňuje otvoriť dodatočne pridané snímky na zariadení.



Diagnostika EKG vyšetrení

- Nová pracovná plocha pre diagnostiku EKG.
- Konfigurovateľné rozloženie a počet zobrazených kriviek, amplitúdy a rýchlosti posunu.
- Okamžitá viditeľnosť otvoreného EKG vyšetrenia v paleta náhľadov (samostatná snímka).



Tomosyntéza

- Zobrazenie snímok mamografickej tomosyntézy priamo v mamografickej pracovnej ploche.
- Dostupné nové nástroje na prehliadanie snímok tomosyntézy.

Vylepšenia používateľského rozhrania

- Možnosť zakázať alebo povoliť umiestňovanie pracovnej plochy na jednotlivé monitory.
- Nový typ anotácie pre popis eliptickej oblasti.
- Export a import klávesových skratiek.

Bližšie informácie ohľadom aktualizácie poskytnete naše Zákaznícke centrum (+421 2 60202324).

TomoCon® GO


web DICOM prehliadač

Zdieľanie vyšetrení

- Udelenie prístupu k DICOM štúdiám pre externých lekárov.
- Možnosť konzultácií vyšetrenia s inými lekármi.
- Vytvorenie pozvánky do systému TomoCon Go pre iných používateľov.

Lekárske správy

- Možnosť prezerat' lekárske správy.
- Podpora pre SR a DOC (PDF) typy lekárskych správ.



T3C®

bezpečný a spoľahlivý prenos obrazových dát

V roku 2017 sme okrem iných registrovali:

- Poliklinika Duslo, a.s.
Centrum zdravotnej starostlivosti, Šaľa
- AGEL Clinic a.s., Bratislava
- AXON Neuroscience CRM Services - Bratislava
- MEDICAN JAS s.r.o., Piešťany
- MRI Point s.r.o., Demänovská Dolina