

Rok výziev a úspechov

Spoločnosť TatraMed Software s.r.o. má za sebou prvý rok svojej činnosti. Bol to pre nás rok veľkých výziev, poctivej práce a obchodných úspechov. Vynikajúci kolektív, profesionálny prístup k práci a z toho vyplývajúca vysoká spokojnosť a dôvera našich zákazníkov nie je nič nové, je to vlastne logická kontinuita činnosti spoločnosti TATRAMED spol. s r.o., od ktorej TatraMed Software s.r.o. odkúpila produkty diagnostických softvérových systémov pre rádiológiu a nukleárnu medicínu, ako aj systémov pre telerádiológiu a telemedicínu.



Podarilo sa nám prekročiť stanovené ciele. Za prvý rok sme nainštalovali 12 systémov TomoCon PACS, čím sme vstúpili do druhej stovky. Ďalšie zákazky máme už zmluvne uzavreté a čakáme len na technické prostriedky serverov a lokálnych dátových úložísk. Celkový počet 84 prevádzkovaných systémov v Slovenskej republike podčiarkuje naše dominantné postavenie v segmente PACS.

Úspechy a spokojnosť zákazníkov nás zaväzujú zotrvať v tempe a kvalite našej práce. V prvom štvrtroku sme zaviedli prepracovaný systém starostlivosti o inštalované systémy TomoCon PACS a ponúkame starostlivosť šitú na požiadavky a potreby zákazníkov od štandardného dohľadu a servisných zásahov počas pracovných dní a pracovných hodín až po režim 24x365 pre zdravotnícke zariadenia poskytujúce neodkladnú liečbu.

Práve sme uvoľnili novú verziu diagnostickej a klinickej náhľadovej pracovnej stanice TomoCon 19. V nových a rozšírených priestoroch našej spoločnosti obnovíme niekdajšiu tradíciu jednoduchých pracovných seminárov a školení

pokročilých používateľov TomoCon Workstation aj v súčinnosti s dodávateľmi diagnostických prístrojov a spriahnutých softvérových systémov.

Spoločnosť TATRAMED spol. s r.o. sa naďalej venuje svojmu pôvodnému zameraniu - vývoju plánovacích softvérových systémov pre stereotaktickú neurochirurgiu, stereotaktickú intrakraniálnu rádioterapiu a brachyterapiu ako aj protónovú terapiu v súčinnosti so svojimi zahraničnými partnermi.

Tešíme sa na výzvy v roku 2014, privítame nových klientov a partnerov, uvedieme nové jazykové lokalizácie našich produktov a o všetkých novinkách budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho elektronického občasnika.


Ing. Juraj Kajan
riaditeľ spoločnosti
TatraMed Software s.r.o.



TomoCon®

diagnostika, archivácia a správa obrazových dát

Pracovná stanica TomoCon je plne DICOM kompatibilný certifikovaný diagnostický softvér pre prehliadanie a správu snímok vo vašom zdravotníckom zariadení. Používateľovi poskytuje diagnostickú kvalitu najvyššej úrovne integrovanú do priateľského používateľského rozhrania, ktoré sa prispôbi presne vašim potrebám a potrebám vášho zdravotníckeho zariadenia.



Čo je nové v TomoCon 19 (Stiahnuť)

Pláty (slab projection)

- 2-rozmerné projekčné zobrazenie obrazových dát v rámci definovaného rozsahu objemu vyšetrenia
- aplikovateľné na snímky a MPR rekonštrukcie
- definovanie hrúbky a typu projekcie (MIP, MinIP, AvgIP)
- interaktívne nastavenie hrúbky a pozície projekcie

CTR merací nástroj

- kardio-torakálny index
- určený pre modalitu DX a CR

Merací nástroj Pomer dĺžok

- meranie pomeru dĺžok dvoch nezávislých čiar

Kvantitatívna analýza

- sledovanie dynamických zmien v definovanej oblasti
- rôzne nástroje pre definovanie oblasti (ROI)
- výsledky zobrazené v grafe alebo tabuľke
- interaktívne nastavovanie aktuálnej pozície v rámci analýzy

Nastavenie režimu zobrazenia snímok multi-dimenzionálnych sérií

- priame definovanie režimu pre každý segment pracovnej plochy
- podporované režimy Matica, Zásobník a Všetko

T3C®

bezpečný a spoľahlivý prenos obrazových dát

T3C umožňuje bezpečný, spoľahlivý a rýchly prenos patientskej obrazovej dokumentácie (štúdií DICOM) medzi zdravotníckymi zariadeniami a špecialistami:

- posielanie správ a žiadostí o zaslanie štúdií
- prehliadanie histórie prenosov
- centrálny server zabezpečujúci okamžité prenosi
- 24x365 a to aj v prípade, že adresát nie je dostupný
- jeden komunikačný SW servis registrovanej inštitúcie a SW konzola pre každého používateľa

Čo je nové v T3C 1.9 (Stiahnuť)

- zadávanie automatických činností pre Servis
- automatické úlohy pomocou GUI Konzoly
- ActiveX rozhranie Konzoly pre odosielanie štúdií s integráciou RIS/NIS/TomoCon Workstation
- optimalizácia pripájania pomocou proxy serverov

Noví registrovaní používatelia T3C

V prvom polroku 2014 sme registrovali:

- Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, ambulancia Námestovo
- HEDAK a.s., Bratislava
- ALFAMEDIA s.r.o., pracovisko CT a MR, Trenčín
- Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ Levice
- Medicína Nové Zámky, s.r.o., pracovisko MR Levice
- Národný onkologický ústav, Bratislava
- FNŠP Skalica, a.s.
- IZD-MRI, s.r.o. Dunajská Streda

