


Bezfilmové technológie v medicíne

TatraMed Software



TomoCon[®] GO



- DICOM náhľadová aplikácia
- Mobilné vizity
- Konzília
- Interné a externé konzultácie
- Prístup pre externých lekárov

NIS a žiadankové systémy

K jednotlivým vyšetreniam je možné pristupovať z nemocničných informačných a žiadankových systémov.

Kompatibilita

Systém TomoCon Go je kompatibilný s ľubovoľným DICOM PACS systémom.

Podpora klientských zariadení

Systém TomoCon GO je možné využívať z akejkoľvek súčasnej platformy

- Pracovná stanica
- Laptop
- Tablet
- Smartfón

a z tých najpoužívanejších operačných systémov

- Windows, Windows Phone
- macOS, iOS
- Android.



TomoCon Go je webová aplikácia určená pre náhľad na obrazovú dokumentáciu pacienta. Umožňuje k nej pristupovať jednoducho, bezpečne, kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Možnosti prístupu

Vďaka svojej architektúre poskytuje TomoCon GO možnosť bezpečne pristupovať k obrazovej dokumentácii rovnako z prostredia nemocničného zariadenia, tak aj mimo neho.

Bezpečnosť

- Šifrovaná komunikácia
Komunikácia medzi webovou aplikáciou a serverom prebieha v šifrovanej podobe a to aj pred prihlásením používateľa do aplikácie.
- Dvojfaktorová autentifikácia
Pre prihlásenie sa do systému je potrebné okrem zadania správnych prihlasovacích údajov aj overenie PIN kódom.

Technické požiadavky - TomoCon GO server:

64-bitový procesor platformy Intel EM64T
Minimálne 8 GB RAM
Minimálne 200 GB dedikovaného SSD diskového priestoru
Operačný systém CentOS 7



Technické požiadavky - TomoCon GO klient:

Zariadenie triedy desktop, laptop, tablet alebo smartfón
Aktualizované verzie operačných systémov Microsoft Windows, Windows Phone, Apple macOS, iOS a Google Android
Aktualizovaná verzia webového prehliadača Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge

Jazykové lokalizácie:

Slovenská
Anglická

TatraMed Software[®]

TatraMed Software s.r.o., Líščie údolie 9
841 04 Bratislava 4, Slovenská republika

Tel: +421-2-60 20 23 01 Fax: +421-2- 60 20 23 51
e-mail: info@tatramed.sk, <http://www.tatramed.sk>